# HK VAK FILTRA GL

# Вакуумное фильтрационное устройство из стекла



Свойства

Соединение Штуцер для шланга имеет диаметр 6 мм



#### Указание

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

#### Описание

Вакуумный фильтрационный прибор из стекла для визуальной оценки состояния жидкостей.

#### Указания по заказу

Мембранный фильтр, вакуумный насос и всасывающий шланг заказываются отдельно.

## Дополнительная информация

С помощью вакуумного насоса проба масла всасывается через фильтр в емкость для фильтрата.

Оставшиеся на фильтре загрязнения позволяют судить о загрязнении масла.

Объем емкости для фильтрата составляет 1000 мл,

объем стеклянной насадки составляет 250 мл,

емкость фильтрационной бутылки составляет 12,5 см2 при диаметре фильтра 50 мм.

### Изделие

Наименование	Bec
	(kg)
HK VAK-FILTRA-GL	1,7

### Принадлежности

**НК VAK MEM** Фильтр для вакуумной фильтрации

# Дополнительные элементы

HK VAK PUMPE	Ручной вакуумный насос
PSK	Шланг из ПВХ, прозрачный