

# HK VAK FILTRA GL

Vakuumska naprava za filtriranje, iz stekla

## Lastnosti

**Priključek** nastavek za cev = premer 6 mm



## Navodilo

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

## Opis

Aparat za vakuumsko filtriranje iz stekla za optično oceno tekočin.

## Navodila za naročanje

Membranski filter, vakuumsko črpalko in sesalno cev je treba naročiti posebej.

## Dodatne informacije

S pomočjo vakuumske črpalke se vzorec olja odsesa skozi filter v steklenico za filtrat.

Destilacijski ostanek na filtru omogoča oceniti onesnaženost olja.

prostornina steklenice za filtrat znaša 1000 ml,

prostornina steklenega nastavka znaša 250 ml,

površina filtra znaša 12,5 cm<sup>2</sup> za premer filtra 50 mm.

## Artikel

Opis	Teža (kg)
HK VAK-FILTRA-GL	1,7

## Pribor

**HK VAK MEM** Filter za vakuumsko filtriranje

## Dodatni elementi

**HK VAK PUMPE** Vakuumska ročna črpalka

**PSK** Cev iz PVC, prozorna