

OELANALYSE SET 2

Komplet za analizu mineralnih ulja

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------|--|
| Opseg isporuke | 1 kom. spremnika za uzorke 1 kom. popratnica uzorka 1 kom. torba za slanje |
| Dodatno obilježje | Troškovi za analizu uključeni su u cijene. Svi uzroci ulja analizirati se 24 sata nakon ulaska u laboratorij. |



Opis

Pomoću kompleta za analizu ulja obavlja se precizna analiza u laboratoriju. Na temelju rezultata analize ulja može se zaključiti i kakvo je stanje postrojenja.

Dodatne informacije

Komplete za analizu ulja 2 obuhvaća sljedeća ispitivanja:

- metali koji se habaju (željezo, krom, kositar, nikal, bakar, olovo, molibden),
- PQ indeks (magnetizirajući željezni dijelovi),
- aditivi (kalcij, magnezij, cink, fosfor, barij, bor),
- onečišćenja (silicij, kalij, natrij, vodu u %),
- stanje ulja (viskoznost kod +40° i kod +100°C),
- indeks viskoznosti,
- oksidacija,
- izgled ulja,
- brojanje čestica prema ISO 4406, SAE 4059.

Artikl

| Naziv | Boja | za medij | Težina (kg) |
|-------------------|---------------|--|-------------|
| OEL ANALYSE SET 2 | crni poklopac | Hidraulične tekućine na bazi mineralnog ulja | 0,2 |