

# HK VAK FILTRA GL

Vakuumski uređaj za filtriranje od stakla

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Priključak** Crijevni nastavak = promjer 6 mm



## Napomena

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

## Opis

Vakuumski filtracijski uređaj od stakla za optičko testiranje tekućina.

## Napomene uz narudžbu

Membranski filter, vakuumska pumpa i usisno crijevo moraju se naručiti odvojeno.

## Dodatne informacije

Pomoću vakuumske pumpe uzorak ulja usisava se kroz filter u bocu za filtrat.

Ostaci na filteru daju informacije o onečišćenosti ulja.

Zapremina boce za filtrat iznosi 1000 ml,  
zapremina staklenog nastavka iznosi 250 ml,  
filtracijske boce 12,5 cm<sup>2</sup> pri promjeru boce od 50 mm.

## Artiki

Naziv	Težina (kg)
HK VAK-FILTRA-GL	1,7

## Pribor

**HK VAK MEM** Filter za vakuumsku filtraciju

## Dodatni elementi

**HK VAK PUMPE** Vakuumska ručna crpka  
**PSK** PVC crijevo, prozirno