

OELANALYSE SET 4

Komplet za analizu ulja za prijenosnike

HANSA FLEX

Karakteristike

Opseg isporuke	1 kom. spremnika za uzorke 1 kom. popratnica uzorka 1 kom. torba za slanje
Dodatno obilježje	Troškovi za analizu uključeni su u cijene. Svi uzroci ulja analizirani se 24 sata nakon ulaska u laboratorij.



Opis

Pomoću kompleta za analizu ulja obavlja se precizna analiza u laboratoriju.
Na temelju rezultata analize ulja može se zaključiti i kakvo je stanje postrojenja.

Dodatne informacije

- Komplete za analizu ulja 4 obuhvaća sljedeća ispitivanja:
- metali koji se habaju (željezo, krom, kositar, nikal, bakar, olovo, molibden).
 - PQ indeks (magnetizirajući željezni dijelovi),
 - aditivi (kalcij, magnezij, cink, fosfor, barij, bor),
 - onečišćenja (silicij, kalij, natrij, vodu u %),
 - KF voda,
 - stanje ulja (viskoznost kod +40° i kod +100°C),
 - indeks viskoznosti,
 - oksidacija,
 - neutralizacijski broj,
 - izgled ulja,
 - analiza čestica optičkim mikroskopom s brojenjem čestica

Artikl

Naziv	Boja	za medij	Težina (kg)
OEL ANALYSE SET 4	crveni poklopac	Ulje za prijenosnike	0,2