

OELANALYSE SET 4

Komplet za analizu ulja za prijenosnike

HANSA FLEX

Karakteristike

Opseg isporuke	1 kom. spremnika za uzorke 1 kom. popratnica uzorka 1 kom. torba za slanje
Dodatno obilježje	Troškovi za analizu uključeni su u cijene. Svi uzroci ulja analizirati se 24 sata nakon ulaska u laboratorij.



Opis

Pomoću kompleta za analizu ulja obavlja se precizna analiza u laboratoriju. Na temelju rezultata analize ulja može se zaključiti i kakvo je stanje postrojenja.

Dodatne informacije

Komplete za analizu ulja 4 obuhvaća sljedeća ispitivanja:

- metali koji se habaju (željezo, krom, kositar, nikal, bakar, olovo, molibden),
- PQ indeks (magnetizirajući željezni dijelovi),
- aditivi (kalcij, magnezij, cink, fosfor, barij, bor),
- onečišćenja (silicij, kalij, natrij, vodu u %),
- KF voda,
- stanje ulja (viskoznost kod +40° i kod +100°C),
- indeks viskoznosti,
- oksidacija,
- neutralizacijski broj,
- izgled ulja,
- analiza čestica optičkim mikroskopom s brojenjem čestica

Artikl

Naziv	Boja	za medij	Težina (kg)
OEL ANALYSE SET 4	crveni poklopac	Ulje za prijenosnike	0,2