

# OELANALYSE SET 3

Bioalyvos analizės rinkinys

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Tiekimo apimtis</b>	1 vnt. mėginio talpa 1 vnt. mėginio lydraštis 1 vnt. išsiuntimo krepšys
<b>Papildomas požymis</b>	Analizės išlaidos įskaičiuotos į kainą. Visi alyvų mėginiai išanalizuojami per 24 val. po gavimo laboratorijoje.



## Aprašas

Alyvos analizės komplekto pagalba alyvos būklė laboratorijoje išanalizuojama tiksliai. Alyvos analizės rezultatai taip pat parodo, kokia įrenginio būklė.

## Papildoma informacija

- 3 alyvos analizės komplekto pagalba atliekami šie tyrimai:
- besidėvintys metalai (geležis, chromas, cinkas, aliuminis, nikelis, varis, švinas, molibdenas),
  - PQ indeksas (įsimagnetinančios geležinės dalys),
  - priedai (kalcis, magnis, cinkas, fosforas, baris, boras),
  - teršalai (silicis, kalis, natris, vanduo %),
  - KF vanduo,
  - alyvos būklė (klampumas prie +40° ir prie +100°C),
  - klampumo indeksas,
  - oksidacija,
  - neutralizacijos vertinimas,
  - alyvos išorė,
  - spalvų vertinimas,
  - tankis,
  - dalelių skaičiavimas pagal ISO 4406, SAE 4059.

## Prekė

Pavadinimas	Spalva	laikmenai	Svoris (kg)
OEL ANALYSE SET 3	geltonas dangtis	biologiškai suyrantys hidrauliniai skysčiai	0,2