

OELANALYSE SET 3

Bioalyvos analizės rinkinys

HANSA FLEX

Savybės

Tiekimo apimtis 1 vnt. mėginio talpa
1 vnt. mėginio lydraštis
1 vnt. išsiuntimo krepšys

Papildomas požymis Analizės išlaidos įskaičiuotos į kainą.
Visi alyvų mėginiai išanalizuojami per 24 val. po gavimo laboratorijoje.



Aprašas

Alyvos analizės komplekto pagalba alyvos būklė laboratorijoje išanalizuojama tiksliai.

Alyvos analizės rezultatai taip pat parodo, kokia įrenginio būklė.

Papildoma informacija

3 alyvos analizės komplekto pagalba atliekami šie tyrimai:

- besidėvintys metalai (geležis, chromas, cinkas, aliuminis, nikelis, varis, švinas, molibdenas),
- PQ indeksas (įsimagnetinančios geležinės dalys),
- priedai (kalcis, magnis, cinkas, fosforas, baris, boras),
- teršalai (silicis, kalis, natris, vanduo %),
- KF vanduo,
- alyvos būklė (klampumas prie +40° ir prie +100°C),
- klampumo indeksas,
- oksidacija,
- neutralizacijos vertinimas,
- alyvos išorė,
- spalvų vertinimas,
- tankis,
- dalelių skaičiavimas pagal ISO 4406, SAE 4059.

Prekė

Pavadinimas	Spalva	laikmenai	Svoris (kg)
OEL ANALYSE SET 3	geltonas dangtis	biologiškai suyrantys hidrauliniai skysčiai	0,2