

OELANALYSE SET 3

Bioeļļas analīzes komplekts

HANSA FLEX

Īpašības

Piegādes apjoms 1 gab. pārbaudes trauks
1 gab. pārbaudes pavadzīme
1 gab. nosūtīšanas soma

Papildu pazīme Analīžu izmaksas iekļautas cenā.
Visi eļļu paraugi 24 stundas pēc saņemšanas laboratorijā tiek izvērtēti.



Apraksts

Ar eļļas analīžu komplektu laboratorijā rūpīgi tiek analizēts eļļas stāvoklis. No eļļas analīzes rezultāta iespējams izdarīt secinājumus par iekārtas kopējo stāvokli.

Papildu informācija

- Eļļas analīzes 3. komplekts aptver šādus izmeklējumus:
- nodilstošie metāli (tērauds, hroms, cinks, alumīnijs, niķelis, varš, svins, molibdēns),
 - PQ indekss (magnetizējošās tērauda daļas),
 - piedevas (kalcijs, magnēzijs, cinks, fosfors, bārijs, bors),
 - netīrumi (silīcijs, kālijs, nātrijs, ūdens % daļas),
 - KF ūdens,
 - eļļas stāvoklis (viskozitāte +40° un +100°C temperatūrā),
 - viskozitātes indekss,
 - oksidācija,
 - neitralizācijas skaitlis,
 - eļļas izskats,
 - krāsu skaits,
 - blīvums,
 - daļiņu skaitīšana saskaņā ar ISO 4406, SAE 4059.

Izstrādājums

Apzīmējums	Krāsa	vielai	Svars (kg)
OEL ANALYSE SET 3	dzeltens vāciņš	Hidrauliskie šķidrums, kas bioloģiski sadalās	0,2