

# OELANALYSE SET 3

Bioeļļas analīzes komplekts

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Piegādes apjoms** 1 gab. pārbaudes trauks  
1 gab. pārbaudes pavadzīme  
1 gab. nosūtīšanas soma

**Papildu pazīme** Analīžu izmaksas iekļautas cenā.  
Visi eļļu paraugi 24 stundas pēc saņemšanas laboratorijā tiek izvērtēti.



## Apraksts

Ar eļļas analīžu komplektu laboratorijā rūpīgi tiek analizēts eļļas stāvoklis.  
No eļļas analīzes rezultāta iespējams izdarīt secinājumus par iekārtas kopējo stāvokli.

## Papildu informācija

- Eļļas analīzes 3. komplekts aptver šādus izmeklējumus:
- nodilstošie metāli (tērauds, hroms, cinks, alumīnijs, niķelis, varš, svins, molibdēns),
  - PQ indekss (magnetizējošās tērauda daļas),
  - piedevas (kalcijs, magnēzijs, cinks, fosfors, bārijs, bors),
  - netīrumi (silīcijs, kālijs, nātrijs, ūdens % daļas),
  - KF ūdens,
  - eļļas stāvoklis (viskozitāte +40° un +100°C temperatūrā),
  - viskozitātes indekss,
  - oksidācija,
  - neitralizācijas skaitlis,
  - eļļas izskats,
  - krāsu skaits,
  - blīvums,
  - daļiņu skaitīšana saskaņā ar ISO 4406, SAE 4059.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Krāsa	vielai	Svars (kg)
OEL ANALYSE SET 3	dzeltens vāciņš	Hidrauliskie šķidrums, kas bioloģiski sadalās	0,2