

OELANALYSE SET 3

Комплект для анализа масла, для биомасла

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|---|
| Комплект поставки | 1 емкость для отбора проб 1 этикетка для собранной пробы 1 пакет для отправки |
| Дополнительный признак | Расходы на анализ входят в цену. Все пробы масла анализируются в течение 24 часов после поступления в лабораторию. |



Описание

Комплект для анализа масла предназначен для точного анализа состояния масла в лаборатории.

По результатам анализа масла можно также судить и об состоянии всей промышленной установки.

Дополнительная информация

В комплект для анализа масла 3 включены следующие условия:

- изнашиваемые металлы (железо, хром, олово, алюминий, никель, медь, свинец, молибден),
- PQ-индекс (намагничиваемые железные части),
- добавки (кальций, магний, цинк, фосфор, барий, бор),
- загрязнения (кремний, калий, натрий, вод в %),
- титрование воды по Карлу Фишеру,
- состояние масла (вязкость при +40° и при +100°C),
- индекс вязкости,
- окисление,
- кислотное число,
- внешний вид масла,
- цветное число,
- плотность,
- подсчет твердых частиц согласно ISO 4406, SAE 4059.

Изделие

| Наименование | Цвет | Для рабочей среды | Вес (kg) |
|-------------------|---------------|--|----------|
| OEL ANALYSE SET 3 | Желтая крышка | Биологически разлагающиеся гидравлические жидкости | 0,2 |