

OELANALYSE SET 2

Komplet za analizo za mineralna olja

HANSA FLEX

Lastnosti

Obseg dobave	1 kos posoda za vzorce 1 kos spremni formular za vzorce 1 kos poštna torba
Dodatna značilnost	Stroški analize so vključeni v ceno. Vse oljne vzorce se obdela v roku 24 ur po prihodu v laboratorij.



Opis

S kompletom za analizo olja se v laboratoriju stanje olja natančno analizira. Iz rezultatov analize je mogoče sklepati na stanje same naprave.

Dodatne informacije

komplet 2 za analizo olja obsega naslednje preiskave:

- kovinska obraba (železo, krom, cink, aluminij, nikelj, baker, svinec, molibden),
- indeks PO (delež železa, ki se lahko magnetizira)
- dodatki (kalcij, magnezij, cink, fosfor, barij, bor),
- nečistoče (silicij, kalij, natrij, voda v %),
- stanje olja (viskoznost pri +40° in pri +100°C),
- indeks viskoznosti,
- oksidacija,
- videz olja,
- Štetje delcev v skladu z ISO 4406, SAE 4059.

Artikel

Opis	Barva	za medij	Teža (kg)
OEL ANALYSE SET 2	črn pokrov	hidravlične tekočine na na bazi mineralnega olja	0,2