

OELANALYSE SET 2

Komplet za analizu mineralnog ulja

HANSA FLEX

Osobine

Obim isporuke	1 kom. test posuda 1 kom. pripadajući test listić 1 kom. tašna za slanje
Dodata karakteristika	Troškovi analize uključeni su u cenu. Analiza svih uzoraka ulja vrši se u roku 24 sati od laboratorijskog prijema istih.



Opis

Pomoću kompleta za analizu ulja vrši se precizna analiza u laboratoriji.

Na osnovu rezultata analize ulja može se zaključiti i stanje postrojenja.

Dodatne informacije

Komplete za analizu ulja 2 obuhvata sledeća ispitivanja:

- habajući metali (gvožđe, hrom, kalaj, aluminijum, nikl, bakar, olovo, molibden),
- PQ indeks (magnetizirajući gvozdeni delovi),
- aditivi (kalcijum, magnezijum, cink, fosfor, barijum, bor),
- Nečistoće (silicijum, kalijum, natrijum, voda u %),
- stanje ulja (viskozitet pri +40° i pri +100°C),
- indeks viskoziteta,
- oksidacija,
- izgled ulja,
- brojanje čestica prema ISO 4406, SAE 4059.

Artikal

Naziv	Boja	za medijum	Težina (kg)
OEL ANALYSE SET 2	crni poklopac	Hidraulične tečnosti na bazi biljnog ulja	0,2