

OELANALYSE SET 3

Komplet za analizu biljnog ulja

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obim isporuke | 1 kom. test posuda 1 kom. pripadajući test listić 1 kom. tašna za slanje |
| Dodatna karakteristika | Troškovi analize uključeni su u cenu. Analiza svih uzoraka ulja vrši se u roku 24 sati od laboratorijskog prijema istih. |



Opis

Pomoću kompleta za analizu ulja vrši se precizna analiza u laboratoriji.
Na osnovu rezultata analize ulja može se zaključiti i stanje postrojenja.

Dodatne informacije

Komplete za analizu ulja 3 obuhvata sledeća ispitivanja:

- habajući metali (gvožđe, hrom, kalaj, aluminijum, nikl, bakar, olovo, molibden),
- PQ indeks (magnetizirajući gvozdeni delovi),
- aditivi (kalcijum, magnezijum, cink, fosfor, barijum, bor),
- Nečistoće (silicijum, kalijum, natrijum, voda u %),
- KF voda,
- stanje ulja (viskozitet pri +40° i pri +100°C),
- indeks viskoziteta,
- oksidacija,
- broj neutralizacije,
- izgled ulja,
- broj boja,
- gustina,
- brojanje čestica prema ISO 4406, SAE 4059.

Artikal

| Naziv | Boja | za medijum | Težina (kg) |
|-------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|
| OEL ANALYSE SET 3 | žuti poklopac | Biološki rastvorive hidraulične tečnosti | 0,2 |