

# OELANALYSE SET 4

Komplet za analizu ulja za prenosnike

## Osobine

<b>Obim isporuke</b>	1 kom. test posuda 1 kom. pripadajući test listić 1 kom. tašna za slanje
<b>Dodatna karakteristika</b>	Troškovi analize uključeni su u cenu. Analiza svih uzoraka ulja vrši se u roku 24 sati od laboratorijskog prijema istih.



## Opis

Pomoću kompleta za analizu ulja vrši se precizna analiza u laboratoriji.  
Na osnovu rezultata analize ulja može se zaključiti i stanje postrojenja.

## Dodatne informacije

Komplete za analizu ulja 4 obuhvata sledeća ispitivanja:

- habajući metali (gvožđe, hrom, kalaj, aluminijum, nikl, bakar, olovo, molibden),
- PQ indeks (magnetizirajući gvozdeni delovi),
- aditivi (kalcijum, magnezijum, cink, fosfor, barijum, bor),
- Nečistoće (silicijum, kalijum, natrijum, voda u %),
- KF voda,
- stanje ulja (viskozitet pri +40° i pri +100°C),
- indeks viskoziteta,
- oksidacija,
- broj neutralizacije,
- izgled ulja,
- O.P.A. sa brojanjem čestica

## Artikal

Naziv	Boja	za medijum	Težina (kg)
OEL ANALYSE SET 4	crveni poklopac	Ulje za prenosnike	0,2