

OELANALYSE SET 4

Şanzuman Yağı için Yağ Analiz Seti

HANSA FLEX

Özellikler

Teslimat kapsamı 1 adet numune kabı
1 adet Test refakat belgesi
1 adet Gönderi çantası

Ek Bilgi Analizin masrafları fiyata dahildir.
Tüm yağ numuneleri girişten sonraki 24 saat içinde laboratuarda değerlendirilir.



Açıklama

Yağ analiz setiyle bir yağın durumu laboratuarda tam analiz edilir.
Yağ analizinin sonucundan, bir tesisin durumu da anlaşılabilir.

Ek bilgiler

Yağ analizi seti 4, aşağıdaki araştırmaları kapsar:

- Aşınan metaller (demir, krom, çinko, alüminyum, nikel, bakır, kurşun, molibden),
- PQ endeksi (mıknatıslanabilir demir parçacıkları),
- Katkı maddesi (kalsiyum, magnezyum, çinko, fosfor, baryum, bor),
- Kirlenmeler (% olarak silisyum, potasyum, sodyum, su),
- KF su,
- Yağın hali (+40° ve +100°C'de akışkanlık),
- Akışkanlık endeksi,
- Oksitlenme,
- Nötrleştirme sayısı,
- Yağın görünümü,
- Parçacık sayımlı O.P.A.

Ürün

| Tanım | Renk | Akışkanlar için | Ağırlık (kg) |
|-------------------|---------------|-----------------|--------------|
| OEL ANALYSE SET 4 | kırmızı kapak | Dişli yağı | 0,2 |